



Crystal Peeling & Cryo Modelling Excellence®

La dermabrasion est une approche non-chirurgicale, sûre et efficace. Les praticiens utilisent cette technique en Europe depuis plusieurs années déjà, de nombreuses personnes ont bénéficié de résultats remarquables avec ce protocole de soin. La dermabrasion permet d'obtenir des résultats visibles au niveau de la texture de la peau, et ce, indépendamment du type de peau traité. Le soin consiste à éliminer les cellules mortes de l'épiderme ainsi que la pollution et les impuretés.

Il corrige également les imperfections de la peau comme les vergetures, marques d'acné et cicatrices. Oxynergy Paris crystal peeling est un des meilleurs dispositifs du marché avec 17 niveaux d'abrasion certifié CE médical. Il est aussi munit d'un dispositif de crio thérapie.

- . Réduction des rides et ridules
- . Traitement des cicatrices et vergetures
- . Traitement des lésions pigmentaires et des taches
- . Photo-ageing
- . Résultats dès la première session au niveau du grain de peau
- . Amélioration de l'élasticité de la peau et de la densité de collagène

CE Médical & Numero de série
2 ans de garantie

© Oxynergy Paris 2008

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

Cette approche unique stimule la production de nouvelles cellules, de collagène et favorise la pénétration de l'oxygène dans la peau. Elle constitue une avancée ultime dans l'approche non-chirurgicale et non-invasive de l'anti-âge. Nous effectuons une abrasion superficielle de la peau à l'aide d'un applicateur à travers lequel les microcristaux sont projetés et ré-aspirés.

Cette technique permet d'obtenir une abrasion douce qui procure toutefois un résultat efficace en une vingtaine de minutes. Le traitement de microdermabrasion améliore l'apparence de votre peau en l'espace de quelques séances hebdomadaires et combat les signes du vieillissement.

L'applicateur de crio-thérapie permet de réduire les rougeurs et irritations post-dermabrasion. Mais il offre aussi une palette de soins par shock thermique (administration transdermale, crio-lift etc.)

Avantages du Crystal peeling & Crio modelling Excellence:

- Design unique et exclusif
- Contrôle par microprocesseur
- Écran LCD
- 5 m3 d'aspiration ou 2,5 bars
- Applicateur breveté
- Embout de soin stérile
- Faible coût en consommables
- Multi fonction (soins vacuum et crio-modelling)
- 17 niveaux d'abrasion
- Système de nettoyage automatique des filtres
- 2 ans de garantie
- CE médical
- Fabriqué 100% en FRANCE
- Étude clinique
- Haute qualité des cristaux (Al₂O₃)
- CRYO MODELLING (-5°C to 15°C)

Quelques points importants pour choisir votre dispositif:

- Qualité de la poudre abrasive
- Flexibilité pour ajuster la puissance d'abrasion
- Manipulateur
- Puissance du compresseur
- Système de nettoyage