

Oxynergy Atomizer

Oxynergy atomizer c'est un dispositif d'oxygénothérapie d'un design unique regroupant les dernières innovations dans le domaine de l'oxygénothérapie. Un design moderne unique et une totale simplicité d'utilisation. Les soins d'oxygénothérapie procurent des sensations uniques et des résultats impressionnants au niveau de la qualité de la peau. Oxynergy Atomizer c'est proposer la dernière nouveauté du secteur à votre clientèle. Une gamme complète de soins et de produits.

- **Atomization d'oxygène**
- **Inhalation d'oxygène et aromathérapie**
- **96% de pureté**
- **6 litres par minute**
- 1 bar de pression statique
- Contrôle électronique
- Capteur de pureté de l'oxygène intégré
- Silencieux < 30db
- **Fabriqué en Allemagne**
- 2 ans de garantie
- Système compacte et transportable (23 kg)

CE - Numéro de série - 2 ans de garantie



Principe de fonctionnement :

L'ATOMIZER aspire l'air ambiant à travers un jeu de filtres à poussière pour le faire ensuite passer dans des filtres moléculaires éliminant le nitrogène. L'oxygène ainsi obtenu est ensuite stocké dans un réservoir pressurisé et dirigé vers la sortie à une pression de 1 bar. Le dispositif réalise à chaque démarrage un contrôle interne total qui dure environ 1 minute. En fonctionnement le dispositif vérifie en continu l'alimentation du concentrateur, la qualité de l'oxygène et des circuits pneumatiques.

Accessoires:

- Débit mètre
- Masque pour inhalation et humidificateur d'Oxygène
- Applicateur
- Applicateur en verre
- Applicateur occlusif en verre

Indications:

Resultats:

