

# Oxynergy Atomizer

El Oxynergy atomizer es un aparato de diseño único, ofreciendo todo los ventajas de las ultimas tecnologías en oxígeno-terapia. Un diseño moderno, y un uso simple. La técnica de cuidados ofrecida por Oxynergy Paris es única. Consigue una simbiosis perfecta entre la acción de productos de alto rendimiento y el efecto bioestimulante del oxígeno. El tratamiento de oxígeno-terapia consiste en pulverizar directamente sobre la piel una emulsión de concentrados activos y de oxígeno puro. a sensación de frío absolutamente única, muy relajante y agradable. El tratamiento actúa radicalmente sobre las pieles cansadas y maduras y les devuelve su tonicidad y su tono fresco. El efecto terapéutico se consigue gracias a una bajada rápida de la temperatura cutánea y por la penetración de los serums en profundidad.

- **Atomización de oxígeno**
- **Inhalación de oxígeno**
- **96% de oxígeno puro**
- **Hasta 6 litros por minuto**
- **1 bar**
- **Control electrónico del sistema**
- **Captor integrado de pureza del oxígeno**
- **Totalmente silencioso < 30db**
- **Fabricado en Alemania**
- **2 años de garantía**
- **Compacto y transportable (23 Kg.)**



CE - Numero de identificación - 2 años de garantia

## Principio de funcionamiento :

El atomizer aspira a través de filtros moleculares el aire ambiente para obtener oxígeno puro. El oxígeno se queda en un recipiente presurizado y sale con 1 bar de presión. Cada vez que se enciende el aparato realiza una prueba completa del sistema que dura 1 minuto. En funcionamiento el sistema electrónico comprueba continuamente los circuitos y la calidad del oxígeno.

## Componentes disponibles:

- Flujo metro
- Mascara de inhalación y humidificador de oxígeno
- Pulverizador
- Pulverizador de vidrio
- Boquilla de vidrio

## Indicaciones:

- **Aplicación dermal** de cosmética con oxígeno puro
- **Inhalación** de oxígeno puro

## Resultados:

- Mejora la **microcirculación** de la piel y su **oxigenación**
- Reduce el **envejecimiento** y la **oxidación**
- Refresca el tono y devuelve **luz** a la piel
- Mejora la **elasticidad** de la piel
- Estimula la producción de nuevo **colágeno**
- Reduce el acné
- **Alivia** las pieles sensibles y reduce las irritaciones
- **Relaja** el cuerpo, la mente y la piel

