



Oxygen Excellence®

Oxígeno excelencia de Oxynergy París: Dispositivo exclusivo de oxigenoterapia de la piel diseñado 100% en Francia con todas las últimas tecnologías en terapia con Oxígeno.

El oxígeno excelencia ofrece un amplio abanico de tratamientos y programas para todo tipo de piel sin cualquier efecto secundario. Con nuestro dispositivo y productos los profesionales pueden alcanzar resultados espectaculares desde la primera sesión. El tratamiento "Oxygen lift" proporciona también bienestar y relajación.

- . Oxigenación de la piel y celular
- . Antienvjecimiento.
- . ilumina el tono de piel
- . Alivia la inflamación
- . Una reducción visible de arrugas y líneas
- . Penetración óptima de los activos
- . Resultados duraderos
- . Tratamiento exclusivo
- . Resultados desde la primera sesión
- . Mejora la densidad de colágeno y la elasticidad de la piel
- . Favorece la microcirculación de la piel
- . Complementario a otros tratamientos médicos

CE & Numero de identificación
2 años de garantía

© Oxynergy Paris 2008

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

El dispositivo produce el oxígeno puro con el aire ambiente gracias a un sistema exclusivo de 12 filtros moleculares. El aparato no requiere ningún cambio de filtros o cartuchos. Un interfaz electrónico con pantalla LCD permite controlar el flujo de oxígeno, continuo o pulsado y su intensidad. Usamos aplicadores de vidrio para aplicar los productos y conservar la calidad de los ingredientes activos. Pueden ser esterilizados entre cada paciente.

Ventajas de EXCELENCIA DE OXÍGENO:

- Diseño exclusivo
- Control electrónico y pantalla LCD
- Hasta 15 litros por minuto de oxígeno puro.
- Aplicadores de vidrio
- Ningún consumibles
- Multi-funcional (4 programas vaccum y 12 programas de oxígeno)
- Garantía de 2 años y CE certificado
- Hecho en FRANCIA bajo el control de calidad estricto
- Comprobado por estudios clínicos
- Operación Rápida (ningún tiempo de espera a cambiar de programa)

Programas de tratamiento:

ATOMIZACIÓN

flujo Continuo de oxígeno para pulverizar suero sobre la piel, 4 niveles adaptables 3, 6,10 y 15 litros por minuto.

MESO-OXYGEN

Mesoterapia con oxígeno, los sueros son pulsados profundamente dentro de la piel. La frecuencia del pulso es 300 ms y 4 niveles adaptables de potencia 3, 6,10 y 15 litros.

DIFFUSION

Mesoterapia con oxígeno, las cremas están oxigenadas y introducidas profundamente dentro de la piel. La frecuencia del pulso es 300 ms y 4 niveles adaptables de potencia 3, 6,10 y 15 litros.

OXYENERGY MASAJE

Masaje facial por vaccum, 4 programas de tratamiento.

RESULTADOS DESDE LA PRIMERA SESIÓN
BIENESTAR & RELAJACIÓN
TRATAMIENTO ALTO VALOR AÑADIDO
ALBANICÓ AMPLIO DE TRATAMIENTOS Y PRODUCTOS
SOPORTE / FABRICADO EN FRANCIA / SERVICIO POST VENTA