



# *Crystal Peeling & Cryo Modelling Excellence®*

Устройство для пилинга и крио моделирования

Пилинг является комплексным подходом по омоложению кожи, который не требует хирургических процедур, является безопасным и эффективным методом. Практика в Европе применяет дермабразию уже много лет. Мужчины и женщины пользуются уникальными результатами этой стимулирующей процедуры. Вы можете наблюдать улучшение текстуры кожи уже после первого сеанса пилинга. Снимаются ороговевшие чешуйки, а также загрязнения, вызванные воздействием ежедневной пыли. Пилинг также устраняет все недостатки кожи, такие как растяжки, шрамы, прыщи, морщины и пигментацию. Устройство Oxynergy Paris является одним из лучших устройств на рынке для выполнения такого лечения, есть медицинский сертификат CE, 17 уровней шлифовки.

Основные эффекты от процедуры пилинга:

- . Видимое сокращения морщин и тонких линий
- . Уменьшение рубцов угревой сыпи (акне) и растяжек
- . Уменьшение гипер-пигментных поражений (весьма эффективная процедура при лечении рук)
- . Эффективное лечение фотостарения.
- . Улучшение текстуры кожи и придание мягкости уже после первого сеанса
- . Увеличение плотности коллагена и упругости кожи

## **Принцип работы:**

Данный уникальный подход стимулирует производство свежих молодых клеток кожи, коллаген улучшает проникновение кислорода в слои кожи. Достижение отличных результатов без хирургического вмешательства, неинвазивный метод улучшения состояния кожи.

Мы выполняем полировку кожи с помощью деликатных наконечников, через которые поступают микро-кристаллы. Этот метод обеспечивает мягкую шлифовку с последующими эффективными результатами по меньшей мере через двадцать минут. Наше устройство также предлагает крио терапию с электронной системой охлаждения для улучшения качества кожи методом температурного шока.

Характерные особенности и преимущества устройства CRYSTAL PEELING EXCELLENCE:

- Эксклюзивно разработанная система
- Контролируется микропроцессором
- жидкокристаллический синий экран
- До 5 м<sup>3</sup> в час аспирации
- Запатентованные наконечники
- Одноразовые насадки
- Низкая стоимость расходных материалов
- Многофункциональное устройство (Вакуум программа и крио-моделирование)
- 17 уровней шлифовки
- Автоматическая система очистки
- 2 года гарантии и медицинская сертификация ЕС
- Произведено во Франции под строгим контролем качества
- выполнены клинические исследования
- Высокое качество абразивного порошка (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)
- Наконечник для пилинга
- Наконечник для вакуумного массажа
- Наконечник для крио моделирования (-5°C до 15°C)

Важное напоминание об эффективности устройств для пилинга

- Высокое качество очистки абразивных частиц
- Разные уровни мощности
- Прикладная система
- Мощность воздушного компрессора